

13 - LA NORMALISATION DU LIGAMENT IMPAIR OMBILICAL MÉDIAN



OU LIGAMENT D'OURAQUE

TECHNIQUE DIRECTE PAR L'OURAQUE

1. Indication

Cette manœuvre s'effectue pour les affections vésicales déjà citées. Elle consiste à dégager le cul de sac vésico-utérin en utilisant le ligament d'Ouraque pour lifter la vessie. Abdomen facilement dépressible.

2. Description

La patiente est en décubitus dorsal, la table est en position décline, le praticien est à la droite du sujet. Le praticien saisit par la main céphalique un large et épais pli de peau entre les EIAS partie sous-ombilicale.

3. Premier temps

La main caudale reprend ce pli de peau afin de libérer la main céphalique qui à nouveau reprend ce même pli de peau en élargissant la prise pour être sûr de saisir le ligament d'Ouraque.

4. Deuxième temps

Les deux mains maintenant ce pli de peau, effectuent une mise en tension en tampon buvard et remonte céphaliquement sur l'expiration, en mobilisant latéralement cette prise vers la tête du sujet.

Remarque :

Le sujet doit avoir la vessie vide.



Ouraque : du grec ouron = urine, et echein = contenir. C'est, dans l'embryon, une portion de l'allantoïde qui traverse l'ombilic, se resserre d'abord en un canal qui fait communiquer la cavité de cette membrane avec la vessie, et devient plus tard un simple ligament