

17 - NORMALISATION D'UNE PTOSE VÉSICALE ★★★★★

TECHNIQUES PAR LE LEVIER INFÉRIEUR

1. Position du sujet

Le sujet est en décubitus dorsal, les jambes fléchies, le praticien sur le côté à hauteur du bassin du sujet.

2. Premier temps

Le thérapeute passe son avant-bras sous les genoux du sujet et les place à 90°. Par la main céphalique, le praticien crochète par le bout des doigts le corps de la vessie.

3. Deuxième temps

Le praticien applique une poussée céphalique sur le corps vésical et exécute des latéroflexions alternées avec les genoux du patient.



NORMALISATION D'UNE PTOSE VÉSICALE

Nb. :

Le premier temps libère la vessie, le second temps mobilise le corps dans le sens latéral.