5 - LE TEST DE MOTILITÉ ★★★★

1. Position du sujet

Le sujet est en décubitus dorsal, jambes fléchies. Le praticien est sur un côté indifférent. Le thérapeute place une paume de main juste au-dessus de la symphyse pubienne, doigts en direction céphalique.

2. Temps palpatoire

Pendant « l'expiration », la paume de la main du thérapeute doit se diriger en haut et en arrière en direction de l'ombilic. Pendant « l'inspiration » le mouvement est inversé.



TEST DE MOTILITÉ

SARL IRFOR Modèle Déposé Page | 1